

Guía del usuario del Oftalmoscopio PanOptic™ de Welch Allyn



Paso 1.

Quítese las gafas (opcional). Colóquese el PanOptic apoyado en la frente y, con el dedo pulgar en la ruedecilla de enfoque, enfoque a un objeto que esté a 3 m de distancia de manera que esté nítido y definido.



Paso 2.

Utilizando el dial de apertura/filtro, ajuste al punto pequeño (línea verde). Asegúrese de que el reóstato esté completamente encendido. Le ayudará al obtener el reflejo rojo en el paso 3.



Paso 3.

Siéntese en frente del paciente y sujete el PanOptic entre 15 y 24 centímetros de distancia, en un ángulo de 15-20 grados en el lado temporal. Mire por la abertura hasta que se observe el reflejo rojo de la retina.



Paso 4.

Muévase hacia el paciente, siguiendo el reflejo rojo hacia la pupila. Para obtener la vista, la copa ocular debe estar en contacto con la frente del paciente.



Paso 5.

Para maximizar la vista, comprima la copa ocular. Manteniendo el contacto con el paciente, mueva el instrumento para observar diferentes áreas del fondo del ojo.

Oftalmoscopio PanOptic™ de Welch Allyn



Aspectos comunes



Nervio óptico sano:

Una pequeña copa óptica con tejido rosa en el borde. La copa se adhiere a la norma ISN'T (Glaucoma), con el tejido del borde más grueso en los lados inferior, superior y nasal, y más delgado en el lado temporal.



Retinopatía diabética no proliferativa:

En el polo posterior se ven hemorragias puntiformes y en flama, al igual que exudados y manchas algodonoras.



Retinopatía hipertensiva

Las arterias y las venas son tortuosas, con estrechamiento de arterias y constricción A/V presente.

Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España,
Tel: +34 91 4252491 Fax: +34 91 4252679

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

www.welchallyn.com

© 2007 Welch Allyn. SM3001ES Rev B