



# Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos reutilizables para la presión arterial

El único manguito diseñado pensando en las auténticas prioridades – usted y sus pacientes.

# Manguitos reutilizables FlexiPort™ para la presión arterial

## Verdadera estandarización en un instante

Duraderos, fáciles de usar y económicos, los manguitos Welch Allyn son los preferidos en los hospitales y las clínicas del mundo. ¿La razón? Porque Welch Allyn puede ofrecer prácticamente cualquier tipo, tamaño y configuración de manguito, además con la capacidad de simplificar inventarios como ningún otro fabricante de manguitos con nuestra innovadora conexión FlexiPort™, que hace que cualquier manguito pueda ser de uno o dos tubos.

- Al poder acoplar/quitar el tubo fácilmente y con una sola mano, FlexiPort facilita y hace mucho más rápida la operación de cambiar los manguitos
- Probado para resistir ambientes clínicos
- 3 años de garantía
- Cumple con todas las directrices clínicas más recientes de AAMI y AHA para que una correcta conexión
- La estandarización puede reducir el número de referencias en más de un 60%



La tecnología patentada FlexiPort permite que un manguito sea utilizado en prácticamente cualquier área de cuidados de paciente.




No hay costuras que puedan desgastarse o rasgarse

Un recubrimiento antimicrobiano evita la proliferación de moho y bacterias



## ¿Qué es FlexiPort?

FlexiPort es un sistema único de conexión entre equipos y manguitos que hace posible que cualquier manguito pueda ser utilizado tanto con uno o dos tubos.



Un puerto giratorio reduce la tensión en el tubo del manguito y el orificio, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del manguito



Los tamaños más comunes están codificados por colores para facilitar el uso del tamaño de manguito adecuado.

El material sin látex minimiza el riesgo de reacciones alérgicas

El borde suave reduce el riesgo de cortes y arañazos, aumentando la comodidad del paciente

## El manguito idóneo. Los tubos idóneos. Sin pérdida de tiempo.


La conexión FlexiPort, única, permite por primera vez una verdadera estandarización de manguitos en sus instalaciones. Con FlexiPort, encontrar el manguito correcto es más fácil que nunca al eliminar las desagradables confusiones y dificultades de configuraciones de tubo y conexiones.





Se cierra con Velcro® de alta calidad

Los números de referencia van impresos en el manguito



## Simplifique su inventario reduciendo el número de referencias

Una vez tenga la conexión/adaptador FlexiPort conectado a sus equipos de presión arterial, usted puede comprar manguitos sin tubos ni conectores - reduciendo así el número de referencias en más de un 60%.

		Opción 1	Opción 2							
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Compre manguitos FlexiPort con tubos y conectores para acoplarlos a sus equipos para tomar la presión arterial sin necesidad de otros cambios.							
		No se necesitan conectores ni tubos	Un tubo				Dos tubos			
Tamaño (cada)	Rango	FlexiPort	Rosca	Triple funcionalidad	Cierre	Bayoneta	Rosca	Cierre	Triple funcionalidad y tubo vacío	Sistema de inflado
Recién Nacido (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Infante (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Niño pequeño (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Niño (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Adulto pequeño (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Adulto Largo (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Adulto ancho (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Adulto largo ancho (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Muslo (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

\* Para un conector Cierre macho y uno hembra, modifique "MQ" a "MF" en los números de referencia.

Para más información, póngase en contacto con su representante Welch Allyn local o visite [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com).

Welch Allyn Iberia  
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,  
 Tel: +34 91 2990376  
 Fax: +34 91 4252679  
[www.welchallyn.es](http://www.welchallyn.es)

**WelchAllyn**  
 Advancing Frontline Care™