



## Estandarización de manguitos para la presión arterial

Con la tecnología FlexiPort™ de Welch Allyn

Auténtica estandarización en un momento.

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

# El manguito ideado para todos los entornos de atención al paciente

## Una verdadera estandarización en un momento con los manguitos para presión arterial Welch Allyn FlexiPort™

Al estandarizar sus instalaciones con los manguitos FlexiPort de Welch Allyn, podrá usar prácticamente un único manguito en cualquier área de cuidados de paciente. Basta con equipar todos los equipos para tomar la presión arterial con la conexión FlexiPort, ponerle un manguito al paciente a su ingreso en el hospital y, en un momento, acoplar directamente la conexión FlexiPort al manguito de presión arterial mientras el paciente pasa de un área del hospital a otro. Así se eliminan las conexiones tradicionales y los diversos tubos.

### Al estandarizar con manguitos para la presión arterial desechables FlexiPort de Welch Allyn :

- Cada manguito se puede emplear en equipos de uno o dos tubos. Así usted podrá usar un manguito en prácticamente cualquier área y con cualquier dispositivo del centro sanitario.
- El número de referencias se reduce en un 60 por ciento, lo que simplifica los pedidos y el inventario
- Los manguitos están disponibles en distintos tamaños para adaptarse prácticamente en cualquier paciente
- Usando un manguito por paciente se reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Se puede optar entre elegir material desechable o reutilizable
- Se elimina la confusión de múltiples configuraciones de tubos y conectores

## ¿Cómo FlexiPort puede ayudarle?



### Clínicos

Gracias a los manguitos FlexiPort, hoy se puede encontrar el manguito para la presión arterial adecuado de manera más fácil y rápida que nunca. Usted pasará menos tiempo buscando el manguito correcto, aplicándolo y conectándolo al equipo, lo que le dejará más tiempo para dedicar a los enfermos.



### Ingenieros biomédicos

Con menos piezas y un único punto de conexión para sus manguitos se logra un sistema más fiable y con menos quejas por parte del personal hospitalario.



### Pedidos

Elimine distintos dispositivos de tubo y conector, reduzca los números de referencias en un 60%, simplifique el inventario y consiga un proceso de pedidos más rápido y sencillo que nunca.



### Control de infecciones

Reduzca el riesgo de contaminación cruzada usando un único manguito que va con cada paciente de un área a otro, de una planta a otra, de un departamento a otro. Use únicamente un manguito con muchos dispositivos y no con muchos pacientes.





Con FlexiPort, sólo tendrá que usar un manguito en todos los equipos para tomar la presión arterial electrónicos y manuales compatibles – incluso los no fabricados por Welch Allyn.



## ¿Por qué FlexiPort?

Los actuales métodos de estandarización de manguitos implican normalmente una serie desconcertante de tipos de manguitos, tubos en Y, pinzas y conectores cuyo resultados son altos niveles de inventario, confusión para el personal sanitario y posibles problemas del rendimiento del equipo debido a conexiones incorrectas o con fugas. La tecnología FlexiPort ofrece una solución con un único punto de conexión, lo que reduce el número de referencias y la confusión además de asegurar conexiones herméticas y fiables así como unos resultados óptimos del sistema.





## Reduzca los números de referencia en un 60%

La estandarización con los manguitos de presión arterial FlexiPort de Welch Allyn facilita más que nunca los pedidos y el inventario de los mismos. Compre manguitos FlexiPort sin tubos ni conectores y su centro contará con una auténtica estandarización en un momento.



### 3 pasos simples para la estandarización

#### Paso 1

Acople la conexión/adaptador FlexiPort a todos los aparatos para la presión arterial.



#### Paso 2

Elija el material del magueto.

Soft desechable      Reutilizable



#### Paso 3

Elija el tamaño de manguito adecuado.



| Tamaño                   | Rango    | Soft desechable | Reutilizable |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Neonato (6)              | 7-10 cm  | SOFT-06         | REUSE-06     |
| Infantil (7)             | 9-13 cm  | SOFT-07         | REUSE-07     |
| Niño pequeño (8)         | 12-16 cm | SOFT-08         | REUSE-08     |
| Niño (9)                 | 15-21 cm | SOFT-09         | REUSE-09     |
| Adulto pequeño (10)      | 20-26 cm | SOFT-10         | REUSE-10     |
| Adulto (11)              | 25-34 cm | SOFT-11         | REUSE-11     |
| Adulto largo (11L)       | 25-34 cm | SOFT-11L        | REUSE-11L    |
| Adulto ancho (12)        | 32-43 cm | SOFT-12         | REUSE-12     |
| Adulto largo ancho (12L) | 32-43 cm | SOFT-12L        | REUSE-12L    |
| Muslo (13)               | 40-55 cm | SOFT-13         | REUSE-13     |

Los números de referencia que anteceden representan configuraciones de manguito sin tubos ni conectores. Si desea una lista completa, diríjase a su representante local.

#### Manguitos desechables neonatales\* Soft con luer slip macho

| Tamaño     | Rango       | Un tubo (10 unidades) | Dos tubos (10 unidades) |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| NEO 1      | 3.3-5.6 cm  | 5082-101-1            | 5082-101-2              |
| NEO 2      | 4.2-7.1 cm  | 5082-102-1            | 5082-102-2              |
| NEO 3      | 5.4-9.1 cm  | 5082-103-1            | 5082-103-2              |
| NEO 4      | 6.9-11.7 cm | 5082-104-1            | 5082-104-2              |
| NEO 5      | 8.9-15.0 cm | 5082-105-1            | 5082-105-2              |
| Multi-pack | 1 de cada   | 5082-241-9            | 5082-241-10             |

\* Los manguitos neonatales no incorporan la tecnología FlexiPort.

Si desea más información sobre los beneficios que su centro puede obtener con los manguitos FlexiPort, diríjase al representante local de Welch Allyn o visítenos en [www.welchallyn.com/flexiport](http://www.welchallyn.com/flexiport).

Welch Allyn Iberia  
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,  
 Tel: +34 91 2990376  
 Fax: +34 91 4252679  
[www.welchallyn.es](http://www.welchallyn.es)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™