



Welch Allyn

Modelo 27000, 27050, 27200, 27250

Iluminadores laríngeos y nasofaríngeos de 3.5 y 2.5 volts

Los modernos problemas de contaminación, el exceso de fumadores, etc., han incrementado las incidencia de enfermedades laríngeas y nasofaríngeas. El monitoreo preventivo efectivo dentro de la práctica privada ha sido descartado sin consideración ya sea por el costo o la complejidad de los instrumentos. Welch Allyn ha resuelto este problema con instrumentos económicos que son fáciles de usar y ofrecen insuperables vistas de la laringe y nasofaringe.

Características	Beneficios
Luz halógena	Iluminación abundante con la visión de colores reales de los tejidos
Fibra óptica	Larga vida
Espejos convexos de ángulo amplio	Luz fría para comodidad del paciente. Luz dista! para facilitar su uso
Iluminación dual	Para una visibilidad total
Totalmente esterilizables	Tanto la cavidad de la garganta como el área nasofaríngea/laríngea se iluminan de manera simultánea.
	Eliminando el riesgo de contaminación cruzada.

Mercado

Medicina general y familiar
Neurólogos
Dermatólogos
Dentistas
Médicos internistas

Pediatras
Oftalmólogos
Cirujanos plásticos
Paramédicos

Cirujanos generales
Gastroenterólogos
Veterinarios
Otorrinolaringólogos
Estudiantes de medicina

Consejo al vendedor

Encienda únicamente el iluminador. Deslice el espejo laríngeo. Demuestre la calidad de la luz en su mano cerrada. Muestre la luz halógena fría. Hable acerca de la técnica. Como demostración adicional utilice el transiluminador de propósito general.

WelchAllyn